

PROSEPT® Impression – Łagodny środek do dezynfekcji wycisków dentystycznych wykonanych z kwasu alginowego, polieteru i silikonu.



PROSEPT® Impression

PROSEPT® Impression to płynny koncentrat do delikatnej, a zarazem bardzo skutecznej i szybkiej dezynfekcji wycisków stomatologicznych, łyżek wyciskowych, laboratoryjnych instrumentów dentystycznych oraz materiału protetycznego. Testy wykazują, że preparat nie wpływa na stabilność wymiarową wycisków wykonanych z alginatu, polieteru, polisulfidu, silikonu A oraz silikonu C i gipsu. Preparat nie zawiera aldehydów, dzięki czemu obrabiany materiał nie ulega odbarwieniu, a krew i białka nie ulegają wiązaniu. Staranna kompozycja środków powierzchniowo-czynnych zapewnia dużą moc czyszcząca oraz eliminuje konieczność czyszczenia wstępnego elementów, nawet w przypadku silnych zanieczyszczeń organicznych. Silny koncentrat jest do 50 razy bardziej wydajny niż produkt tradycyjny. PROSEPT® Impression łatwo ulega biodegradacji i ma przyjemny zapach. Specjalnie zaprojektowana nakrętka z podziałką objętości 20 ml zapewnia łatwe zastosowanie i dużą dokładność dozowania.

Twoje korzyści

- ▶ **Nie zmienia kształtu ani stabilności wymiarowej wycisków stomatologicznych**
Środek dezynfekujący nie ma negatywnego wpływu na formę bądź stabilność wycisków stomatologicznych.
- ▶ **Krótki czas ekspozycji**
Krótki czas ekspozycji zwiększa bezpieczeństwo pracy, ponieważ środek dezynfekujący osiąga pełną skuteczność w ciągu jedynie 2 minut.
- ▶ **Ekonomiczny w użyciu**
Data ważności roztworu wynosi 1 tydzień.
- ▶ **Proste stosowanie**
Poziomy napełnienia są wskazane na pokrywie, co pozwala na łatwe dozowanie koncentratu środka dezynfekującego.

Spektrum zastosowań / Czasy ekspozycji

Bakteriobójcza (1,2,7)	1% w 2 min.
	3% w 1 min.
Drożdżobójcza (1,3,7)	1% w 2 min.
	3% w 1 min.
Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (4,5)	1% w 2 min.
	3% w 1 min.
Wirus wirusowej biegunki bydła (4)	1% w 1 min.
Wirus zapalenia wątroby typu B (4,5)	1% w 2 min.
	3% w 1 min.
Wirus zapalenia wątroby typu C (4,6)	1% w 1 min.
Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (4)	3% w 1 min.
Ludzki wirus niedoboru odporności (4,5)	1% w 2 min.
	3% w 1 min.
Wirus grypy typu A H3N2 (4)	3% w 3 min.
Wirus krowianki szczep Elstree (4)	1% w 2 min.
	3% w 1 min.
Rotawirus szczep Wa (4)	3% w 1 min.

(1) DGHM metody standardowe*, (2) EN 1040, EN 13727, EN 14561*, (3) EN 1275, EN 13624, EN 14562*, (4) wytyczne RKI/DVV, (5) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z wirusem zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru odporności, (6) wirus zastępczy dla wirusa bydłowej biegunki wirusowej, (7) na liście VAH/DGHM w najkrótszej dostępnej kategorii ekspozycji (5 minut), * badanie nośnika

Formy dostawy

OD-071041 Butelka 1-litrowa z nakrętką z dozownikiem

Twój lokalny dystrybutor

HIGIENA-DENT
ul. Partyzantów 16
05-860 Plochocin
Polska
Telefon: +48 22 208 63 00
higienadent@gmail.com
www.higienadent.com



HIGIENA-DENT