

PROSEPT® Jet Forte – Koncentrat czyszczący do urządzeń ssących o silnym działaniu.



Formy dostawy

OD-071120	Butelka 2-litrowa z nakrętką z dozownikiem
OD-071125	5-litrowy kanister

PROSEPT® Jet Forte

PROSEPT® Jet Forte to płynny koncentrat przeznaczony do pielęgnacji i czyszczenia urządzeń ssących, misek spluwaczek oraz separatorów amalgamatu. Preparat skutecznie usuwa pozostałości krwi, białka i innych osadów dzięki alkalicznym środkom aktywnym. Systematyczny rozkład biofilmu we wnętrzu urządzenia ssącego zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. PROSEPT® Jet Forte nie zawiera substancji agresywnych, takich jak aldehydy lub fenole, zapewniając wysoką kompatybilność materiałową, jak również istotnie wydłużając trwałość węży i urządzeń ssących. Dodatkowo środki przeciwspieniające chronią części mechaniczne, gwarantując sprawne działanie urządzenia ssącego.

Twoje korzyści

- ▶ **Wysokowydajny koncentrat**
2 litry koncentratu wystarczają na wyprodukowanie 100 litrów roztworu roboczego.
- ▶ **Doskonały proszek czyszczący**
Zwalcza odkładający się biofilm oraz nieprzyjemny zapach, zapewniając niezawodną pracę urządzeń ssących.
- ▶ **Niepieniący się**
Delikatny dla stomatologicznych urządzeń i wężyków ssących.
- ▶ **Biodegradowalne**
Roztwór jest biodegradowalny i nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Twój lokalny dystrybutor

HIGIENA-DENT
ul. Partyzantów 16
05-860 Plochocin
Polska
Telefon: +48 22 208 63 00
higienadent@gmail.com
www.higienadent.com



HIGIENA-DENT