

PROSEPT® Handpiece Oil – Środek czyszczący i smarujący nie zawierający aerozolu służący do obróbki wiertarek dentystycznych, kątownic i turbin przed sterylizacją.



Formy dostawy

OD-061055 Butelka 575 ml z pompką spustową

PROSEPT® Handpiece Oil

PROSEPT® Handpiece Oil to preparat stworzony do czyszczenia i smarowania wiertarek dentystycznych, kątnic i turbin. Zawiesina składająca się z oleju syntetycznego maksymalnej czystości oraz środków czyszczących o silnym działaniu PROSEPT® Handpiece Oil skutecznie usuwa wszelkie osady i przygotowuje przyrządy do sterylizacji w autoklawie. Oparty na opatentowanej technologii PROSEPT® Contra, PROSEPT® Handpiece Oil nie tylko czyści pracujące na niskich i wysokich obrotach instrumenty od wewnątrz i na zewnątrz, ale również smaruje je. PROSEPT® Handpiece Oil jest jedynym produktem na rynku, który wypełnia wiertarki dentystyczne, kątnice i turbiny roztworem, tym samym zapewniając pełne pokrycie wszystkich powierzchni wymagających czyszczenia i smarowania. Podczas aplikacji PROSEPT® Handpiece Oil nie produkuje aerozoli, dzięki czemu chroni użytkowników przed wdychaniem chmur patogenów bądź propelentów. Zastosowanie preparatu pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. Ponadto, PROSEPT® Handpiece Oil kompletnie wysycha po użyciu, pozostawiając jedynie substancje smarujące.

Twoje korzyści

- ▶ **2 w 1**
Jednocześnie czyści i smaruje.
- ▶ **Olej syntetyczny o maksymalnej czystości**
Bardzo wydajne smarowanie wszystkich wiertarek dentystycznych.
- ▶ **Doskonałe właściwości czyszczące**
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne.
- ▶ **Pełne pokrycie**
Przyrządy są wypełniane roztworem, co zapewnia pełne pokrycie powierzchni łożysk.
- ▶ **Nie zostawia pozostałości suszenia**
Po wyschnięciu pozostawia jedynie substancje smarujące.
- ▶ **Bezaerozolowe zastosowanie**
Nie zawiera sprężonego powietrza ani gazu stosowanego do rozprowadzania oleju lub płynu czyszczącego wewnątrz przyrządu.
- ▶ **Przyjazny środowisku**
Butelka nadaje się do ponownego przetworzenia. Brak konieczności użycia puszek z preparatem pod ciśnieniem.

Twój lokalny dystrybutor

HIGIENA-DENT
ul. Partyzantów 16
05-860 Plochocin
Polska
Telefon: +48 22 208 63 00
higienadent@gmail.com
www.higienadent.com



HIGIENA-DENT