

PROSEPT® Impression S – Delikatny sprej dezynfekujący do polieterowych, alginatowych i silikonowych wycisków stomatologicznych.



PROSEPT® Impression S

PROSEPT® Impression S jest gotowym do użycia preparatem do szybkiej dezynfekcji wycisków stomatologicznych i łyżek wyciskowych. Dzięki szerokiemu spektrum działania i krótkiemu kontaktowi PROSEPT® Impression S zapewnia wysoką skuteczność, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności wymiarowej wycisków i wysoką kompatybilność z gipsem. Dzięki specjalnie dobranym substancjom aktywnym PROSEPT® Impression S nie utrwala krwi i białka na materiale wyciskowym i nie występuje ryzyko odbarwień łyżek wyciskowych. PROSEPT® Impression S jest odpowiedni dla C–silikonowych, alginatowych, polieterowych, polisulfidowych, A–silikonowych mas wyciskowych. Łatwo ulega biodegradacji i ma przyjemny zapach.

Twoje korzyści

- ▶ **Szerokie spektrum zastosowań**
Aktywny wobec wszystkich bakterii, łącznie z tymi, które wywołują zapalenie płuc, grzybów i wirusów.
- ▶ **Krótki czas ekspozycji**
Skuteczne działanie w ciągu 1 minuty.
- ▶ **Nie zmienia kształtu ani stabilności wymiarowej wycisków stomatologicznych**
Środek dezynfekujący nie ma negatywnego wpływu na formę bądź stabilność wycisków stomatologicznych.

Spektrum zastosowań / Czasy ekspozycji

Bakteriobójcza (1,2)	60 sekund
Bakterie odporne na antybiotyki (3)	60 sekund
Gruźliczobójcza (1,4)	60 sekund
Prątkobójcza (1,4)	60 sekund
Drożdżobójcza (1,5)	60 sekund
Drożdże odporne na antybiotyki (6)	60 sekund
Grzybobójcza (5)	60 sekund
Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (7,8)	30 sekund
Wirus wirusowej biegunki bydła (7)	30 sekund
Koronawirus (9,10)	30 sekund
Wirus zapalenia wątroby typu B (7,8)	30 sekund
Wirus zapalenia wątroby typu C (7,11)	30 sekund
Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (7)	15 sekund
Ludzki wirus niedoboru odporności (7,8)	30 sekund
Wirus grypy typu A H1N1 (9)	15 sekund
Wirus rzekomej wścieklizny (9)	30 sekund
Wirus krowianki szczep Elstree (9)	15 sekund
Wirusobójcze (9,12)	60 sekund
Adenowirus typu 5 (9)	60 sekund
Wirus polio typu 1 LSc-2ab (9)	60 sekund
Poliamawirus SV 40 (7)	60 sekund
Rotawirus szczep Wa (9)	15 sekund

(1) DGHM metody standardowe*, (2) EN 1040, EN 13727, EN 14561*, (3) Acinetobacter baumannii, beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, Kocuria rhizophila, gronkowiec złocisty, odporne na wankomycynę bakterie Enterococcus, (4) EN 14348, EN 14563*, (5) EN 1275, EN 13624, EN 14562*, (6) CaDR, (7) wytyczne RKI/DVV, (8) aktywny wobec wszystkich wirusów odczkowych włącznie z wirusem zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru odporności, (9) EN 14476, (10) wirus zastępczy dla koronawirusa bydłęcego, (11) wirus zastępczy dla wirusa bydłęcej biegunki wirusowej, (12) aktywny wobec wszystkich wirusów odczkowych i bezotczkowych, * badanie nośnika

Formy dostawy

OD-071042 Butelka 1-litrowa z atomizerem

Twój lokalny dystrybutor

HIGIENA-DENT
ul. Partyzantów 16
05-860 Plochocin
Polska
Telefon: +48 22 208 63 00
higienadent@gmail.com
www.higienadent.com



HIGIENA-DENT