

PROSEPT® Jet D – Koncentrat do dezynfekcji urządzeń ssących o silnym działaniu.



Spektrum zastosowań / Czasy ekspozycji

Bakteriobójcza (1,2)	2% w 30 min.
Drożdżobójcza (1,3)	2% w 30 min.
Wirus zapalenia wątroby typu B (4)	2% w 30 min.
Wirus zapalenia wątroby typu C (5,6)	2% w 5 min.
Ludzki wirus niedoboru odporności (4)	2% w 30 min.

(1) DGHM metody standardowe*, (2) EN 1040, (3) EN 1275, (4) test wykrywający antygen HBs włączając HIV, (5) wytyczne RKI/DVV, (6) wirus zastępczy dla wirusa bydłowej biegunki wirusowej,* badanie nośnika

Formy dostawy

OD-071020 Butelka 2-litrowa z nakrętką z dozownikiem

PROSEPT® Jet D

PROSEPT® Jet D to koncentrat płynu służącego do dezynfekcji i czyszczenia urządzeń ssących, sopluczek i separatorów amalgamatu. Dzięki zawartości substancji zasadowych środek dezynfekujący skutecznie usuwa osady, takie jak krew, białko, jak i inne osadzające się substancje. PROSEPT® Jet D nie zawiera żadnych substancji agresywnych, takich jak aldehydy czy fenole i tym samym zapewnia wysoką kompatybilność materiałową jak również dbałość o żywotność przewodów ssących i urządzeń ssących. Dodatkowo, substancje przeciwpienne chronią części mechaniczne urządzenia ssącego gwarantując jego nieprzerwaną pracę.

Twoje korzyści

- ▶ **Sprawdzona formuła**
Stomatolodzy na całym świecie codziennie z powodzeniem korzystają z tej sprawdzonej formuły podczas dezynfekcji i czyszczenia urządzeń ssących.
- ▶ **Wysokowydajny koncentrat**
2 litry koncentratu środka dezynfekującego wystarczają na wyprodukowanie 100 litrów roztworu roboczego.
- ▶ **Niepieniący się**
Delikatne czyszczenie stomatologicznych urządzeń ssących.
- ▶ **Proste stosowanie**
Poziomy napełnienia są wskazane na pokrywie, co pozwala na łatwe dozowanie koncentratu środka dezynfekującego.

Twój lokalny dystrybutor

HIGIENA-DENT
ul. Partyzantów 16
05-860 Plochocin
Polska
Telefon: +48 22 208 63 00
higienadent@gmail.com
www.higienadent.com



HIGIENA-DENT