

## PROSEPT® Sensi – Bezalkoholowy, szybko działający preparat do skutecznej dezynfekcji powierzchni.



### PROSEPT® Sensi

PROSEPT® Sensi jest gotowym do użycia, bezalkoholowym preparatem służącym do dezynfekcji i czyszczenia urządzeń medycznych, takich jak stoły zabiegowe, fotele dentystyczne, przyrządy medyczne, czy urządzenia nieinwazyjne, takie jak sondy ultradźwiękowe, czy pompy infuzyjne. Łagodna receptura PROSEPT® Sensi nadaje się szczególnie do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu wykonanych z PVC, gumy, szkła akrylowego, czy skóry. PROSEPT® Sensi oferuje szerokie spektrum zastosowań, łącznie z usuwaniem takich patogenów jak MRSA czy wirusy przenoszone z krwi — HBV, HCV i HIV. Substancje czynne osiągają pełną skuteczność w ciągu zaledwie 60 sekund i dodatkowo zapewniają działanie nawet po wyschnięciu dezynfekowanej powierzchni. PROSEPT® Sensi nie zawiera lotnych związków organicznych, perfum i aldehydów, które są uznawane za szkodliwe dla zdrowia.

### Twoje korzyści

- ▶ **Bezalkoholowy**  
Bezalkoholowy środek dezynfekujący do stosowania na wrażliwych powierzchniach i przedmiotach takich jak sondy naddźwiękowe czy szkło akrylowe.
- ▶ **Krótki czas ekspozycji**  
Aktywny wobec bakterii, grzybów i wirusów takich jak HBV, HCV, oraz HIV w ciągu 60 sekund.
- ▶ **Długotrwała ochrona antybakteryjna**  
Działanie antybakteryjne utrzymuje się nawet po wyschnięciu produktu, skutecznie redukując ryzyko ponownego skażenia.

### Spektrum zastosowań / Czasy ekspozycji

Bakteriobójcza (1,2)	60 sekund
Bakterie odporne na antybiotyki (3)	60 sekund
Gruźliczobójcza (4)	60 minut
Prątkobójcza (4,5)	60 minut
Drożdżobójcza (1,6)	60 sekund
Drożdże odporne na antybiotyki (7)	60 sekund
Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (8,9)	30 sekund
Wirus wirusowej biegunki bydła (8)	30 sekund
Wirus zapalenia wątroby typu B (8,9)	30 sekund
Wirus zapalenia wątroby typu C (8,10)	30 sekund
Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (11)	30 sekund
Ludzki wirus niedoboru odporności (8,9)	30 sekund
Wirus grypy typu A H1N1 (11)	30 sekund
Wirus krowianki szczep Elstree (8)	30 sekund
Wirusobójcze (11,12)	60 minut
Adenowirus typu 5 (11)	60 minut
Wirus polio typu 1 LSc-2ab (11)	60 minut
Rotawirus szczep Wa (11)	30 sekund

(1) DGHM metody standardowe\*, (2) EN 1040, EN 1276, EN 1656, EN 13727, EN 13697\*, EN 14349\*, EN 14561\*, (3) Acinetobacter baumannii, beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, Kocuria rhizophila, gronkowiec złocisty, odporne na wankomycynę bakterie Enterococcus, (4) EN 14348, EN 14563\*, (5) EN 14204, (6) EN 1275, EN 1650, EN 1657, EN 13624, EN 13697\*, EN 14562\*, (7) CaDR, (8) wytyczne RKI/DVV, (9) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z wirusem zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru odporności, (10) wirus zastępczy dla wirusa bydłowej biegunki wirusowej, (11) EN 14476, (12) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych i bezotoczkowych, \* badanie nośnika

### Formy dostawy

OD-011100	Butelka 1-litrowa z nakrętką zatrzaskową
OD-011104	5-litrowy kanister

### Twój lokalny dystrybutor

HIGIENA-DENT  
ul. Partyzantów 16  
05-860 Płochocin  
Polska  
Telefon: +48 22 208 63 00  
higienadent@gmail.com  
www.higienadent.com



**HIGIENA-DENT**