

PROSEPT® Sonic – Wysokowydajny koncentrat służący do pełnego czyszczenia zanieczyszczonych przyrządów urządzeń ultradźwiękowych.



Formy dostawy

OD-061050 Butelka 1-litrowa z nakrętką z dozownikiem

PROSEPT® Sonic

PROSEPT® Sonic to niepieniący koncentrat na bazie wysokowydajnych, aktywnych składników zasadowych, przeznaczony do skutecznego czyszczenia instrumentów dentystycznych i chirurgicznych, tj. narzędzi ścierających, pistoletów do amalgamatu, łopatek, dźwigni stomatologicznych, kleszczy ekstrakcyjnych oraz innych precyzyjnych instrumentów. Produkt z powodzeniem usuwa osad, pozostałości tkanki, krew, resztki białka, a nawet cement i gips. PROSEPT® Sonic nie zawiera aldehydów i fenoli. Specjalnie zaprojektowana nakrętka z miarką o wymaganej jednostce objętości 20 ml umożliwia łatwą obsługę i dużą dokładność dozowania, dzięki czemu produkt można stosować w bardzo wydajny i ekologiczny sposób. PROSEPT® Sonic można stosować w procedurach zanurzeniowych bez ultradźwiękowej kąpieli czyszczącej.

Twoje korzyści

- ▶ **Silny środek czyszczący**
Silne właściwości oczyszczające środka czyszczącego eliminują konieczność czyszczenia wstępnego i ponownego.
- ▶ **Doskonałe właściwości oczyszczające**
Usuwa nawet bardzo trwałe zabrudzenia takie jak krew, ślina czy gips.
- ▶ **Proste stosowanie**
Nakrętka butelki zawiera oznaczenia ułatwiające szybkie dozowanie.

Twój lokalny dystrybutor

HIGIENA-DENT
ul. Partyzantów 16
05-860 Plochocin
Polska
Telefon: +48 22 208 63 00
higienadent@gmail.com
www.higienadent.com



HIGIENA-DENT