

PROSEPT® Value Wipes – Tanie i nie pozostawiające osadów chusteczki do wszechstronnej dezynfekcji powierzchni.



PROSEPT® Value Wipes

PROSEPT® Value Wipes to wydajne chusteczki dezynfekujące wykonane z odpornego na rozdarcia materiału. PROSEPT® Value Wipes są doskonałe do szybkiej i łatwej dezynfekcji oraz czyszczenia powierzchni urządzeń medycznych, takich jak stoły do badań, unity stomatologiczne, urządzenia medyczne i instrumenty nieinwazyjne. Starannie skomponowany preparat na bazie alkoholu zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie, nawet w przypadku dużej ilości zanieczyszczeń organicznych, np. krwi lub śliny. Niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO) poniżej 50% minimalizuje dolegliwości skórne i oddechowe, zapewnia doskonałą kompatybilność materiałową, jak również schnięcie bez pozostawiania śladów na dezynfekowanych powierzchniach. PROSEPT® Value Wipes nie zawierają aldehydów i fenoli oraz ulegają biodegradacji. Wygodne wkłady uzupełniające gwarantują ekonomiczną i skuteczną dezynfekcję.

Twoje korzyści

- ▶ **Szerokie spektrum zastosowań**
Skuteczny wobec bakterii, prątków, grzybów, jak również wirusów otoczkowych i bezotoczkowych.
- ▶ **Zawierają poniżej 50% alkoholu**
Chusteczki dezynfekujące do dezynfekcji wrażliwych powierzchni takich jak sztuczna skóra czy szkło akrylowe.
- ▶ **Gotowe do użycia mokre chusteczki**
Stosowanie chusteczek eliminuje potrzebę stosowania dezynfekcji w spreju, która może powodować podrażnienia układu oddechowego, oczu i nosa.
- ▶ **Silnie nasycone chusteczki**
Chusteczki dezynfekujące pozostają wilgotne do pół roku w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- ▶ **Nie zostawia pozostałości suszenia**
Środek dezynfekujący nie pozostawia smug, dzięki czemu nie ma potrzeby powtórnego wycierania.
- ▶ **Dostępne w różnych rozmiarach**
Wybierz rozmiar, który odpowiada Twoim potrzebom

Spektrum zastosowań / Czasy ekspozycji

Bakteriobójcza (1)	60 sekund
Bakterie odporne na antybiotyki (2)	60 sekund
Gruźliczobójcza (3)	60 sekund
Prątkobójcza (3,4)	60 sekund
Drożdżobójcza (5,6)	60 sekund
Drożdże odporne na antybiotyki (7)	60 sekund
Grzybobójcza (6)	5 minut
Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (8,9)	30 sekund
Wirus wirusowej biegunki bydła (8)	15 sekund
Koronawirus (8,10)	30 sekund
Wirus zapalenia wątroby typu B (8,9)	30 sekund
Wirus zapalenia wątroby typu C (8,11)	15 sekund
Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (8)	15 sekund
Ludzki wirus niedoboru odporności (8,9)	30 sekund
Wirus grypy typu A H3N2 (8)	15 sekund
Wirus krowianki szczep Elstree (8)	30 sekund
Wirusobójcze (12,13)	60 sekund
Adenowirus typu 5 (12)	60 sekund
Enterowirus bydłęcy typu 1 (14)	60 sekund
Norowirus MNV (12)	60 sekund
Wirus polio typu 1 LSc-2ab (12)	60 sekund
Rotawirus szczep Wa (12)	30 sekund

(1) EN 1040, EN 1276, EN 1656, EN 13727, EN 13697*, EN 14349*, EN 14561*, (2) Acinetobacter baumannii, beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, Kocuria rhizophila, gronkowiec złocisty, odporne na wankomycynę bakterie Enterococcus, (3) EN 14348, EN 14563*, (4) EN 14204, (5) EN 1275, EN 1650, (6) EN 1657, EN 13624, EN 13697*, EN 14562*, (7) CaDR, (8) wytyczne RKI/DVV, (9) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z wirusem zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru odporności, (10) wirus zastępczy dla koronawirusa bydłęcego, (11) wirus zastępczy dla wirusa bydłęcej biegunki wirusowej, (12) EN 14476, (13) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych i bezotoczkowych, (14) EN 14675, zgodna z EN 13610, * badanie nośnika

Formy dostawy

OD-042081	Woreczek uzupełniający zawierający 100 chusteczek dezynfekujących (14,5 x 20 cm), zapach cytrynowy
OD-091061	PROSEPT Wipes Tub T1 (pusta tubka), (OD-041079, OD-041084, OD-042081)
OD-042080	Woreczek uzupełniający zawierający 250 chusteczek dezynfekujących (14,5 x 20 cm), zapach cytrynowy
OD-091060	PROSEPT Wipes Tub T2 (pusta tubka), (OD-041092, OD-042080, OD-042090)
OD-042082	Woreczek uzupełniający zawierający 225 chusteczek dezynfekujących (19,3 x 25 cm), zapach cytrynowy
OD-091059	PROSEPT Wipes Tub T3 (pusta tubka), (OD-042082, OD-042084, OD-042088, PL-091045, PL-091046)

Twój lokalny dystrybutor

HIGIENA-DENT
ul. Partyzantów 16
05-860 Płochocin
Polska
Telefon: +48 22 208 63 00
higienadent@gmail.com
www.higienadent.com



HIGIENA-DENT